

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gli1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Número do item: CM0016348



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra GLI1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. GLI1 é um ativador de transcrição chave da via Hedgehog, implicado no desenvolvimento e no câncer. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLI1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2735
ID do Gene	2735
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 350-450 da GLI1 humana (NP_001153517.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08151
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Bolsa de gelo