

Anticorpo Monoclonal Anti-Gli2 Para If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10070

Número do item: CM0006773

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra GLI2, validado para IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA em humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa da via de sinalização hedgehog e estudos de HTLV-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GLI2
Observações/Apelido	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2736
GeneID	2736
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do GLI2 humano. (NP_005261.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10070
Envio	Saco de Gelo