

Anticorpo Policlonal Anti-Gli2 Para Wb, Elisa - P10070

Número do item: CM0026024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLI2, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Atua no fator de transcrição GLI2 envolvido na sinalização hedgehog e no desenvolvimento. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLI2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2736
GeneID	14633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 de GLI2 de mus musculus (NP_001074594.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10070
Peso da Proteína	168kDa
Transporte	Bolsa de gelo