

Anticorpo Policlonal Anti-Gli2 Para Wb, Elisa - P10070

Número do item: CM0024629

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GLI2 (Gene ID 2736, SWISS P10070) validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização smoothened e fator de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLI2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Espécie	Humano
Gene ID	2736
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1100-1200 do GLI2 humano (NP_005261.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10070
Peso da Proteína	168kDa
Envio	Saco de gelo