


## Anticorpo Policlonais Anti-Gli3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Número do item: CM0016296



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLI3 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização hedgehog e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GLI3 Rabbit pAb                                                                                               |
| Observações/Apelidos | PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3                                      |
| Espécie              | Humano                                                                                                        |
| GeneID (Humano)      | 2737                                                                                                          |
| GeneID               | 2737                                                                                                          |
| Imunogênio           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 681-788 do GLI3 humano (NP_000159.3) |
| Origem               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                        |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS                | P10071                                                                                                        |
| Peso Proteico        | 170kDa                                                                                                        |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                 |