

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glis3 Para Wb E Elisa - Q8Nea6

Número do item: CM0017855

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GLIS3 validado para WB e ELISA. Reconhece GLIS3 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em transcrição e diabetes. - Q8NEA6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GLIS3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NDH; ZNF515; GLIS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	169792
GeneID	169792
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 606-775 do GLIS3 humano (NP_689842.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NEA6
Peso Proteico	84kDa
Envio	Saco de Gelo