

Anticorpo Monoclonal Anti-Glo1 Para Wb, Elisa - Q04760

Número do item: CM0010507



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GLO1 humano (lactoilglutathione liase), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a desintoxicação por glioxalase e as vias de sinalização de NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GLO1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GLY1; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2739
ID do gene	2739
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 de GLO1 humano (Q04760).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q04760
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo