

Anticorpo Policlonal Anti-Glod4 Para Wb, Elisa - Q9Hc38

Número do item: CM0027538



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GLOD4 humano (proteína contendo domínio glioxalase 4). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisas mitocondriais e estudos de glioxalase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLOD4 pAb Coelho
Observações/Apelido	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51031
GeneID	51031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 179-298 do GLOD4 humano (NP_057164.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HC38
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo