


Anticorpo Policlonal Anti-Glomulina (Glmn) Para Wb, Elisa - Q92990

Número do item: CM0017295



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Glomulina (GLMN), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Essencial para a regulação da ligase de ubiquitina SCF e desenvolvimento vascular. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLMN Coelho pAb
Observações/Apelido	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11146
GeneID	11146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-594 da GLMN humana (NP_444504.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92990
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo