


## Anticorpo Monoclonal Anti-Glp-1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número do item: CM0006083



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GLP-1 humano. Validado para imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reativo cruzado com camundongo e rato. Apoia estudos sobre diabetes, obesidade e metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GLP-1 mAb de coelho                                                                                                               |
| Observações/Apelido | GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID              | 2641 (Humano)                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do GLP-1 humano (P01275). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                            |
| Aplicação           | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                  |
| SWISS               | P01275                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 21kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |