


Anticorpo Policlonal Anti-Glp1R Para Wb, If/Icc, Elisa - P43220

Número do item: CM0030131



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLP1R humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLP1R pAb Coelho
Observações/Apelido	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2740
GeneID	2740
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do GLP1R humano (NP_002053.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43220
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo