

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-GLra2 Para Wb E Elisa - P23416

Número do item: CM0014074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GLRA2 humano (subunidade alfa-2 do receptor de glicina). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em neurociência e sinapses inibitórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GLRA2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLR; MRXSP; GLRA2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2742
GeneID	2742
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-420 de GLRA2 humano (NP_002054.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P23416
Peso da proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo