


Anticorpo Policlonal Anti-Glrx Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35754

Número do item: CM0027202



introdução

O pAb de coelho GLRX tem como alvo a glutaredoxina-1 humana, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, este anticorpo policlonal apoia pesquisas em biologia redox e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLRX Rabbit pAb
Observações/Apelido	GRX; GRX1; GLRX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2745
ID do Gene	2745
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 da GLRX humana (NP_002055.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35754
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo