


Anticorpo Policlonal Anti-Glrx3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 076003

Número do item: CM0012889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GLRX3 humano (PICOT, GRX4), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Tem como alvo o fator citosólico de montagem de agrupamentos ferro-enxofre envolvido na regulação da hipertrofia cardíaca e na maturação da hemoglobina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLRX3 Rabbit pAb
Observações/Alíás	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10539
GeneID	10539
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-335 da GLRX3 humana (NP_001186797.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	076003
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo