


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Grx3 Para Wb, Ip, Elisa - 076003

Número do item: CM0024836



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-GLRX3 validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas. A Glutaredoxina-3 atua na montagem de clusters de ferro-enzofre citosólicos, regulação da hipertrofia cardíaca e maturação da hemoglobina. Ideal para pesquisa cardiovascular e hematológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLRX3 Rabbit pAb
Observações/Alias	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10539
ID do Gene	10539
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-335 da GLRX3 humana (NP_001186797.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	076003
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo