

Anticorpo Policlonais Anti-GLS2 Para Wb, Elisa - Q9Ui32

Número do item: CM0024510



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GLS2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Glutaminase mitocondrial envolvida no metabolismo e supressão tumoral. Ideal para desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27165
GeneID	27165
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 545-602 da GLS2 humana (NP_037399.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui32
Peso Proteico	66kDa
Envio	Bolsa de gelo