

Anticorpo Monoclonal Anti-Glucagon Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número do item: CM0007091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra glucagon humano, validado para IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Uma ferramenta chave para o estudo da sinalização do glucagon no metabolismo da glicose e pesquisa sobre diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glucagon Rabbit mAb
Observações/Apelido	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2641
GeneID	2641
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Glucagon humano (NP_002045.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01275
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo