


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glucagon Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número do item: CM0005402



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Glucagon humano (GCG) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de metabolismo da glicose, diabetes e hormônios intestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glucagon Rabbit mAb
Observações/Apelido	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagon
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2641
ID do Gene	2641
Imunógeno	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 21-120 do Glucagon humano (NP_002045.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P01275
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo