


Anticorpo Policlonal Anti-Receptor Do Glucagon (Gcgr) Para Wb, If-P, Elisa - P47871

Número do item: CM0017362



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor humano do glucagon (GCGR) para WB, IF-P, ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre diabetes e metabolismo da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GCGR Rabbit pAb
Observações/Apelido	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2642
GeneID	2642
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do GCGR humano (NP_000151.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P47871
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo