


Anticorpo Monoclonal Anti-Isomerase De Glicose-6-Fosfato (Gpi) [Validado Por Kd] Para Wb, If/Icc, Elisa - P06744

Número do item: CM0010201



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado à isomerase de glicose-6-fosfato (GPI), também conhecida como AMF/NLK, para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GPI endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato; ideal para pesquisas sobre glicólise e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-GPI [Validado por KD]
Observações/Apelidos	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2821
GeneID	2821
Imunógeno	Proteína recombinante/ proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da isomerase de glicose-6-fosfato humana (NP_000166.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P06744
Peso da proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo