

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicose-6-Fosfato Isomerase Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

Número do item: CM0028937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a glicose-6-fosfato isomerase humana (GPI/AMF/NLK). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre glicólise, câncer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	glicose-6-fosfato isomerase pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glicose-6-fosfato isomerase
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2821
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da glicose-6-fosfato isomerase humana (NP_000166.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06744
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo