

Anticorpo Policlonal Anti-Glucosilceramidase Beta (Gba) Para Wb, Elisa - P04062

Número do item: CM0024572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a glucosilceramidase beta (GBA) humana, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Tem como alvo a enzima de degradação lipídica lisossomal implicada na doença de Gaucher.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glucosilceramidase beta (GBA) pAb de Coelho
Observações/Apelido	GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidase beta (GBA)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2629
GeneID	2629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-250 da Glucosilceramidase beta (GBA) humana (NP_000148.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04062
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo