

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicosilceramidase Beta (Gba) Para Wb E Elisa - P04062

Número do item: CM0026444



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GBA humano validado para Western Blot e ELISA. Reconhece a glicosilceramidase ácida lisossomal (60 kDa), uma enzima chave no metabolismo de esfingolípídios, ligada à doença de Gaucher e à doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicosilceramidase beta (GBA) pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	GBA; GCB; GLUC; Glicosilceramidase beta (GBA)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2629
GeneID	2629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-250 da glicosilceramidase beta humana (GBA) (NP_000148.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04062
Peso da Proteína	60kDa
Envio	