


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glud2 - P49448

Número do item: CM0029963



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-GLUD2 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece GLUD2 humano, de rato e de camundongo. Tem como alvo a desidrogenase de glutamato 2 mitocondrial, envolvida na reciclagem de glutamato durante a neurotransmissão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GLUD2
Observações/Apelido	GDH2; GLUDP1; GLUD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2747
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 319-558 do GLUD2 humano (NP_036216.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49448
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo