


Anticorpo Policlonal Anti-GluR1/Gria1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Número do item: CM0022268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GluR1/GRIA1 humano (receptor de glutamato 1). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos, ratos. Reconhece proteína de ~102 kDa. Ideal para estudar a neurotransmissão excitatória e a plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR1/GRIA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2890
GeneID	2890
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-470 do GluR1/GRIA1 humano (NP_000818.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42261
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo