


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-GluR1/Gria1 Para Wb, Elisa - P42261

Número do item: CM0002723



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GluR1/GRIA1 humano (subunidade do receptor AMPA). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de função sináptica e neurotransmissão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho GluR1/GRIA1
Observações/Apelido	GLUH1; GLUR1; GLUR2; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Espécie	Humano
ID do Gene	2890
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 800-906 do GluR1/GRIA1 humano (P42261)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P42261
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo