

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-GluR2+GluR3 Para Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

Número do item: CM0004075



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa as subunidades do recetor AMPA GluR2 e GluR3 humanas. Validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada para rato e camundongo. Adequado para estudos de neurociência sobre plasticidade sináptica e transmissão excitatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR2+GluR3 Rabbit mAb
Observações/Alíase	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2891/2892
GeneID	2891/2892
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 784-883 do GluR2 humano (P42262)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P42262/P42263
Peso Proteico	98kDa
Envio	