

Anticorpo Monoclonal Anti-GluR2/Gria2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42262

Número do item: CM0003435



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra GluR2/GRIA2 humano (subunidade do receptor AMPA). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência e estudos de transmissão sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2891
ID do Gene	2891
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 150-250 de GluR2/GRIA2 humano (P42262)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P42262
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo