


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glur2/Gria2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42262

Número do item: CM0006167



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado a GluR2/GRIA2 humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre transmissão sináptica mediada por receptor AMPA e plasticidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Espécie	Humana
GeneID	2891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-470 de GluR2/GRIA2 humana (NP_001077088.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42262
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo