

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glur4/Glua4/Gria4 Para Wb E Elisa - P48058

Número do item: CM0012284

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o GluR4 humano (GRIA4, subunidade do receptor AMPA). Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência sobre transmissão sináptica excitatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR4/GluA4/GRIA4 Rabbit mAb
Observações/Apeliido	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2893
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48058
Peso Proteico	101kDa
Envio	Saco de gelo