

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glur4/Glua4/Gria4 Para Wb E Elisa - P48058

Número do item: CM0016010

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo GluR4 (GRIA4), adequado para Western blotting e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre receptores ionotrópicos de glutamato e transmissão sináptica excitatória rápida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GluR4/GluA4/GRIA4 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2893
GeneID	2893
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 254-433 de GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 humano (NP_001070712.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48058
Peso da Proteína	101 kDa
Envio	Bolsa de gelo