


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glut1/Slc2A1 Para Wb E Elisa - P11166

Número do item: CM0014499



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao transportador de glicose humano GLUT1/SLC2A1. Validado para western blot e ELISA, adequado para estudos de transporte de glicose, metabolismo cerebral e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUT1/SLC2A1 pAb de Coelho
Observações/Alíase	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6513
GeneID	6513
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-400 de GLUT1/SLC2A1 humano (NP_006507.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P11166
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo