


Anti-Glut1/Slc2A1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

Número do item: CM0026171



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GLUT1/SLC2A1, validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte de glicose e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	GLUT1/SLC2A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Espécie	Humano
GeneID	6513
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 210-310 do GLUT1/SLC2A1 humano (NP_006507.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11166
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo