

Anticorpo Policlonal Anti-Glut2/Slc2A2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Número do item: CM0031067

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GLUT2/SLC2A2 humano validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de transporte de glicose e doenças metabólicas em ambientes IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GLUT2/SLC2A2
Observações/Apelido	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6514
ID do Gene	6514
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GLUT2/GLUT2/SLC2A2 humano (NP_000331.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P11168
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de Gelo