

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glut2/Slc2A2 Para Wb E Elisa - P11168

Número do item: CM0003672

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo GLUT2/SLC2A2, um transportador facilitador de glicose. Validado para WB e ELISA, apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato, sendo ideal para estudos de diabetes e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUT2/SLC2A2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6514
GeneID	6514
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de GLUT2/SLC2A2 humano (P11168).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11168
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo