


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glut3/Slc2A3 Para Wb, Ip, Elisa - P11169

Número do item: CM0008474



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GLUT3/SLC2A3 de alta qualidade validado para WB, IP, ELISA. Reconhece humano, rato, rato. Tem como alvo o transportador de glicose facilitado GLUT3 (P11169) com um peso molecular de 54 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GLUT3/SLC2A3
Observações/Apêndice	GLUT3; GLUT3/SLC2A3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6515
ID do Gene	6515
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GLUT3/SLC2A3 humano (P11169).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P11169
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de Gelo