


Anticorpo Monoclonal Anti-Glut4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número do item: CM0008277



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho GLUT4, validado para Western blot, imunofluorescência, IHC-P e ELISA. Reage com GLUT4 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em diabetes e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUT4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GLUT4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6517
ID do Gene	6517
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 410-509 do GLUT4 humano (NP_001033.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14672
Peso da Proteína	55 kDa/44 kDa
Envio	Saco com gelo