


Anti-Glut4 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número do item: CM0026099



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GLUT4 (SLC2A4), validado para WB, IF, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisa de transporte de glicose regulado por insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLUT4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLUT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6517
GeneID	6517
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-509 do GLUT4 humano (NP_001033.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14672
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo