


Anticorpo Policlonal Anti-Glut4 De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número do item: CM0022135



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GLUT4 humano (transportador de glicose tipo 4), adequado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de transporte de glicose e sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GLUT4 pAb de coelho
Observações/Apelido	GLUT4
Espécie	Humano
GeneID	6517
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 210-310 do GLUT4 humano (NP_001033.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P14672
Peso da proteína	55 kDa
Transporte	Bolsa de gelo