

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glutaminase (GLs) Para Wb - O94925

Número do item: CM0002283



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Glutaminase (GLS) humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar o metabolismo da glutamina, função renal e regulação do neurotransmissor glutamato. Imunogênio: peptídeo aa 1-100 da GLS humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Glutaminase (GLS)
Observações/Apelido	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2744
GeneID	2744
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Glutaminase (GLS) humana (O94925)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O94925
Peso Proteico	73kDa
Envio	Em saco de gelo