

Anti-Glutaminase (GLs) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O94925

Número do item: CM0028994



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Glutaminase humana (GLS) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar o metabolismo da glutamina e a regulação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glutaminase (GLS) pAb de Coelho
Observações/Apelido	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminase (GLS)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2744
GeneID	2744
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94925
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo