


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glutamina Sintetase (Glul) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15104

Número do item: CM0006680



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a glutamina sintetase (GLUL), validado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo da glutamina e o desenvolvimento vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho contra a glutamina sintetase (GLUL)
Observações/alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina sintetase (GLUL)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2752
GeneID	2752
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da glutamina sintetase humana (GLUL) (P15104).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15104
Peso molecular	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo