


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glutamina Sintetase (GluI) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Número do item: CM0022117



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a glutamina sintetase humana (GLUL). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta GS humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo do nitrogênio e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Glutamina Sintetase (GLUL)
Observações/Apelido	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina Sintetase (GLUL)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2752
GeneID	2752
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-373 da Glutamina Sintetase humana (GLUL) (NP_002056.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15104
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo