


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glutationa Sintetase (Gss) Para Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Número do item: CM0003537



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra a Glutathione Sintetase humana (GSS), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da glutathione e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glutathione Sintetase (GSS) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	GSLS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutathione Sintetase (GSS)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2937
ID do Gene	2937
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 da Glutathione Sintetase humana (GSS) (P48637).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48637
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo