

Anticorpo Policlonais Anti-Glyat Para Wb, Elisa - Q6Ib77

Número do item: CM0014456

introdução

GLYAT Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Reconhece GLYAT humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato, sendo adequado para pesquisas sobre desintoxicação, metabolismo e câncer de fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GLYAT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10249
ID do Gene	10249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 da GLYAT humana (NP_005829.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6IB77
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo