

Anticorpo Monoclonal Anti-Glyat/Gat Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ib77

Número do item: CM0006889

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra GLYAT/GAT humano (Gene ID: 10249), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre desintoxicação metabólica e câncer hepático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho GLYAT/GAT
Observações/Alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10249
GeneID	10249
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de GLYAT/GAT humano (NP_964011.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6IB77
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo