

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Glicerol Quinase (Gk) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Número do item: CM0002676

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-glicerol quinase (GK) validado para WB, IHC-P, ELISA. Alvo o GK humano, de camundongo e rato (P32189), uma enzima chave no metabolismo do glicerol e síntese de glicerolipídios. Adequado para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicerol quinase (GK) mAb de Coelho
Observações/Alias	GK1; GKD; Glicerol quinase (GK)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2710
GeneID	2710
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32189
Peso da Proteína	61kDa
Transporte	Saco de gelo