

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicerol Quinase (Gk) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Número do item: CM0027675

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra glicerol quinase (GK) humana. Reconhece humano, camundongo, rato. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos do metabolismo do glicerol, síntese de glicerolípídeos e vias metabólicas relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicerol quinase (GK) pAb de Coelho
Observações/Alias	GK1; GKD; Glicerol quinase (GK)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2710
GeneID	2710
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 422-559 da Glicerol quinase (GK) (NP_001191948.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32189
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo