


Anticorpo Policlonar Anti-Glicogênio Sintase 1 (Gys1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13807

Número do item: CM0021776



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra GYS1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre biossíntese de glicogênio e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicogênio sintase 1 (GYS1) Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GSY; GYS; Glycogen synthase 1 (GYS1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 488-737 da Glicogênio sintase 1 humana (NP_002094.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13807
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo