


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicoforina A (Gypa) Para Wb E Elisa - P02724

Número do item: CM0021151



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GYPA humana (Glicoforina A, CD235a, sialoglicoproteína MN). Validado para WB e ELISA. Principal proteína da membrana eritrocitária, carrega os antígenos do grupo sanguíneo MN e serve como receptor para HAV e P. falciparum. Peso molecular: ~16 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	GYPA Rabbit pAb
Observações/Apelido	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2993
GeneID	2993
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-91 da GYPA humana (P02724).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo